

ЛАБОРАТОРНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


■ ПИПЕТКИ

КОНТАКТЫ

телефон: 8 (7112) 25-36-33
8 (7112) 23-92-42

E-mail: Stanskova.T@gmail.com
Uralsk-kgs@yandex.kz



Пипетки с 2-мя однох. кранами

1	Пипетка-50 ТУ 3 Украины 14307481.004-93	
2	Пипетка-100 ТУ 3 Украины 14307481.004-93	
3	Пипетка-200 ТУ 3 Украины 14307481.004-93	
4	Пипетка-250 ТУ 3 Украины 14307481.004-93	
5	Пипетка-500 ТУ 3 Украины 14307481.004-93	

Пипетки Пастера

1	Пипетка Пастера 220 АКГ 2.784.068	
2	Пипетка Пастера 280 АКГ 2.784.068	

Пипетки ПС

1	Пипетка ПС-178,2 ТУ У 26.1-14307481-032:2005		
---	--	---	---

Пипетки град.

1	Пипетка 1-1-1-1 ГОСТ 29228-91
2	Пипетка 1-1-1-2 ГОСТ 29228-91
3	Пипетка 1-1-1-5 ГОСТ 29228-91
4	Пипетка 1-1-2-1 ГОСТ 29228-91
5	Пипетка 1-1-2-2 ГОСТ 29228-91
6	Пипетка 1-1-2-5 ГОСТ 29228-91
7	Пипетка 1-2-1-5 ГОСТ 29228-91
8	Пипетка 1-2-1-10 ГОСТ 29228-91
9	Пипетка 1-2-2-1 ГОСТ 29228-91
10	Пипетка 1-2-2-2 ГОСТ 29228-91
11	Пипетка 1-2-2-5 ГОСТ 29228-91
12	Пипетка 1-2-2-10 ГОСТ 29228-91
13	Пипетка 1-2-2-25 ГОСТ 29228-91
14	Пипетка 2-1-1-1 ГОСТ 29228-91
15	Пипетка 2-1-1-2 ГОСТ 29228-91
16	Пипетка 2-1-1-5 ГОСТ 29228-91
17	Пипетка 2-1-2- 1 ГОСТ 29228-91
18	Пипетка 2-1-2- 2 ГОСТ 29228-91
19	Пипетка 2-1-2- 5 ГОСТ 29228-91
20	Пипетка 2-1-2-10 ГОСТ 29228-91
21	Пипетка 2-1-2-25 ГОСТ 29228-91
22	Пипетка 2-2-1-10 ГОСТ 29228-91
23	Пипетка 2-2-1-25 ГОСТ 29228-91
24	Пипетка 2-2-2-10 ГОСТ 29228-91
25	Пипетка 2-2-2-25 ГОСТ 29228-91
26	Пипетка 3-1-2-1 ГОСТ 29228-91



27	Пипетка 3-1-2-2 ГОСТ 29228-91
28	Пипетка 3-1-2-5 ГОСТ 29228-91
29	Пипетка 3-2-1-10 ГОСТ 29228-91
30	Пипетка 3-2-1-25 ГОСТ 29228-91
31	Пипетка 3-2-2-10 ГОСТ 29228-91
32	Пипетка 3-2-2-25 ГОСТ 29228-91




Пипетки Мора


1	Пипетка 1-2-1 ГОСТ 29169-91
2	Пипетка 1-2-2 ГОСТ 29169-91
3	Пипетка 2-1-1 ГОСТ 29169-91
4	Пипетка 2-1-2 ГОСТ 29169-91
5	Пипетка 2-1-5 ГОСТ 29169-91
6	Пипетка 2-1-10 ГОСТ 29169-91
7	Пипетка 2-1-20 ГОСТ 29169-91
8	Пипетка 2-1-25 ГОСТ 29169-91
9	Пипетка 2-1-50 ГОСТ 29169-91
10	Пипетка 2-1-100 ГОСТ 29169-91
11	Пипетка 2-2-1 ГОСТ 29169-91
12	Пипетка 2-2-2 ГОСТ 29169-91
13	Пипетка 2-2-5 ГОСТ 29169-91
14	Пипетка 2-2-10 ГОСТ 29169-91
15	Пипетка 2-2-10,77 ГОСТ 29169-91
16	Пипетка 2-2-15 ГОСТ 29169-91
17	Пипетка 2-2-20 ГОСТ 29169-91
18	Пипетка 2-2-25 ГОСТ 29169-91
19	Пипетка 2-2-50 ГОСТ 29169-91
20	Пипетка 2-2-100 ГОСТ 29169-91
21	Пипетка 2-2-200 ГОСТ 29169-91



исп. 1; 1а




исп. 2; 2а




Микропипетки

1	Микропипетка 0,1-1 ТУ У 33.1-14307481-037:2007
2	Микропипетка 0,2-1 ТУ У 33.1-14307481-037:2007



нижняя часть сливного кончика соответствует номинальной вместимости



3	Микропипетка 0,5-1 ТУ У 33.1-14307481-037:2007	 The image shows two micro pipettes with blue and white markings. To the right is a vertical scale diagram with a total length 'L' and two circular markers labeled '0.1' and '0.01'.
4	Микропипетка 0,02 (Сали) ТУ У 33.1-14307481-037:2007	